

## Systèmes de maintien pour Utilisateurs en Fauteuil roulant


### HARNAIS DE MAINTIEN




- Les harnais pour dame et homme permettent de maintenir l'utilisatrice ou l'utilisateur correctement dans son fauteuil ou corset siège
- Disponibles avec zip
- Chaque harnais est réglable et peut être adapté aux besoins de chaque individu
- Fabriqués à base de néoprène avec un rembourrage supplémentaire interne
- Quatre boucles à démontage rapide par clipsage avec réglage de la tension
- Plusieurs tailles sont disponibles
- Lavable en machine (voir étiquette au dos)

#### Deux modèles sont proposés :


- *Le harnais pour dame* : Il est parfaitement adapté à la morphologie féminine, évitant une compression de la poitrine
- *Le harnais pour homme* : Harnais en néoprène s'adaptant parfaitement aux besoins de l'utilisateur



Modèle sans zip



Modèle avec zip



## CEINTURES DEUX POINTS ET QUATRE POINTS



- Les ceintures de bassin 2 points et 4 points permettent de stabiliser le bassin et maintenir l'utilisatrice ou l'utilisateur correctement dans son fauteuil
- Les coussinets, placés derrière les boucles en plastique ou métal, sont composés de 8 mm de mousse caoutchoutée
- Plusieurs tailles disponibles
- Lavable en machine (voir étiquette au dos)
- Boucle de verrouillage plastique (standard)
- Plusieurs types de boucles de verrouillages disponibles afin de sécuriser la position assise de l'utilisateur dans son Fauteuil : boucle type auto double appui et boucle verrouillage avec pointe de stylo




Boucle de verrouillage (standard)



Boucle de verrouillage double appui. Le déverrouillage nécessite l'appui simultané sur les deux loquets, rendant difficile le risque d'ouverture par l'utilisateur (Option)



Boucle de verrouillage avec ouverture pour stylo. Cette boucle nécessite l'usage d'une pointe de stylo pour la déverrouiller (Option)



## CEINTURE PELVIENNE



L'utilisation d'une ceinture pelvienne peut représenter un apport important dans le maintien du bassin pour certains patients. En effet, la préservation d'une position du bassin sans rétroversion est primordiale dans le cadre de la prévention de l'escarre. Elle prévient efficacement tout risque de glissement avant de l'utilisateur dans son Fauteuil roulant dès son transfert en positionnant le pelvis contre le dossier.

- Limite le risque de rétroversion du bassin et les effets connus de cisaillement dans le cadre de la prévention de l'escarre
- La liberté de mouvement du buste est préservée, par exemple pour la propulsion du Fauteuil
- Ses larges sangles en néoprène à couture renforcée en font une ceinture confortable et solide
- Transfert facile de l'utilisateur grâce au déclipage rapides sangles
- Plusieurs tailles et modèles sont disponibles
- Boucles codes avec combinaison de sécurité
- Plusieurs types de boucles de verrouillages disponibles afin de sécuriser la position assise de l'utilisateur dans son Fauteuil. (Nous consulter)
- Ceintures lavables en machine
- 



Boucle standard




Boucle code



## CEINTURE VENTRALE DE MAINTIEN




- La ceinture de maintien latéral permet de maintenir correctement l'utilisateur ou l'utilisatrice dans son fauteuil
- Cette ceinture est fabriquée à partir d'un matériau élastique, aéré et confortable.
- Elle se fixe au dossier du fauteuil grâce à une bande velcro cousue sur la ceinture
- La ceinture elle-même s'ajuste à l'aide d'une bande velcro
- Lavable en machine (voir étiquette)



# Tarifs 2020


## Harnais pour Dame



Modèle Dame sans zip	Taille	Référence	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	Prix Public HT
	0	701-100-909	10	16	21	11	8	6	142,00 €
	1	701-101-909	10	18	30	14	12	6	142,00 €
	2	701-102-909	13	21	33	15	14	7	142,00 €
	3	701-103-909	20	23	41	20	18	8	142,00 €
	4	701-104-909	21	38	55	25	24	10	142,00 €
	5	701-105-909	24	44	66	26	32	11	142,00 €
	6	701-106-909	28	50	73	28	38	13	142,00 €

Modèle dame avec zip	Taille	Référence	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	Prix public HT
	0	701-200-909	10	16	21	11	8	6	155,00 €
	1	701-201-909	10	18	30	14	12	7	155,00 €
	2	701-202-909	13	21	33	15	14	8	155,00 €
	3	701-203-909	20	23	41	20	18	9	155,00 €
	4	701-204-909	21	38	55	25	24	11	155,00 €
	5	701-205-909	24	44	66	26	32	11	155,00 €
	6	701-206-909	28	50	73	28	38	13	155,00 €

## Harnais pour Homme



Modèle Homme sans zip	Taille	Référence	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	Prix Public HT
	0	702-100-909	10	16	21	11	8	6	142,00 €
	1	702-101-909	10	18	30	14	12	6	142,00 €
	2	702-102-909	13	21	33	15	14	7	142,00 €
	3	702-103-909	20	23	41	20	18	8	142,00 €
	4	702-104-909	21	38	55	25	24	10	142,00 €
	5	702-105-909	24	44	66	26	32	11	142,00 €
	6	702-106-909	28	50	73	28	38	13	142,00 €

Modèle avec zip	Taille	Référence	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	Prix public HT
	0	702-200-909	10	16	21	11	8	6	155,00 €
	1	702-201-909	10	18	30	14	12	7	155,00 €
	2	702-202-909	13	21	33	15	14	8	155,00 €
	3	702-203-909	20	23	41	20	18	9	155,00 €
	4	702-204-909	21	38	55	25	24	11	155,00 €
	5	702-205-909	24	44	66	26	32	11	155,00 €
	6	702-206-909	28	50	73	28	38	13	155,00 €

## Ceinture de bassin 2 points




Boucle standard plastique	Taille	Référence	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	Prix public HT
	1	710-V-831-500	120	4	15	6	120,00 €
	2	710-V-832-500	140	4	18	6	120,00 €
	3	710-V-833-500	155	4	24	7	120,00 €
	4	710-V-834-500	170	4	28	8	120,00 €

Boucle double appui	Taille	Référence	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	Prix public HT
	1	710-V-835-500	120	4	15	6	130,00 €
	2	710-V-836-500	140	4	18	6	130,00 €
	3	710-V-837-500	155	4	24	7	130,00 €
	4	710-V-838-500	170	4	28	8	130,00 €

Boucle pointe stylo	Taille	Référence	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	Prix public HT
	1	710-V-855-500	120	4	15	6	128,00 €
	2	710-V-856-500	140	4	18	6	128,00 €
	3	710-V-857-500	155	4	24	7	128,00 €
	4	710-V-858-500	170	4	28	8	128,00 €

## Ceinture de bassin 4 points




Boucle standard plastique	Taille	Référence	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	Prix public HT
	1	710-V-841-500	120	2,5	15	4,5	134,62 €
	2	710-V-842-500	140	4	18	6	134,62 €
	3	710-V-843-500	155	4	24	7	134,62 €
	4	710-V-844-500	170	5	28	8	134,62 €

Boucle double appui	Taille	Référence	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	Prix public HT
	1	710-V-845-500	120	2,5	15	4,5	144,62 €
	2	710-V-846-500	140	4	18	6	144,62 €
	3	710-V-847-500	155	4	24	7	144,62 €
	4	710-V-848-500	170	5	28	8	144,62 €

## Ceinture de bassin 4 points (Suite)

Boucle pointe stylo	Taille	Référence	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	Prix public HT
	1	710-V-865-500	120	2,5	15	4,5	142,62 €
	2	710-V-866-500	140	4	18	6	142,62 €
	3	710-V-867-500	155	4	24	7	142,62 €
	4	710-V-868-500	170	5	28	8	142,62 €

## Ceinture pelvienne



Ceinture pelvienne	Taille	Référence	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	Prix public HT	
	Modèle standard							
	1	705-201-909	22	8	25	12	172,00 €	
	2	705-202-909	26	11	31	14	172,00 €	
	3	705-203-909	29	14	37	16	172,00 €	
	Modèle avec boucle code							
	4	705-Z-204-909	31	15	42	18	186,00 €	
	5	705-Z-205-909	38	24	47	25	186,00 €	
	6	705-Z-206-909	48	28	53	30	186,00 €	

## Ceinture ventrale de maintien



Ceinture ventrale de maintien	Taille	Référence	A (cm)	Circonférence (cm)	Prix public HT
	Largeur : 10 cm				
	2	707-102-500	120	85-100	92,00 €
	3	707-103-500	130	95-110	92,00 €
	Largeur : 15 cm				
	3	707-153-500	130	95-110	92,00 €
	4	707-154-500	140	105-120	92,00 €
	Largeur : 20 cm				
	5	707-205-500	150	115-130	92,00 €
	6	707-206-500	160	125-140	92,00 €